




















SÜMBOL	SÜMBOLI NIMETUS	SÜMBOLI KIRJELDUS
	KATALOOGI NUMBER	Näitab tootja katalooginumbrit, et meditsiiniseadet saaks tuvastada
	PARTII NR	Näitab tootja partii numbrit, et partiid või seeriat saaks tuvastada.
	KÕLBLIK KUNI (AAAA-KK-PP)	Näitab kuupäeva, mille järel meditsiiniseadet ei tohi kasutada
	ETTEVAATUST	Tähistab, et seadme või juhtseadise kasutamisel sümboli lähedal tuleb olla ettevaatlik või et praegune olukord nõuab operatori teadlikkust või tegutsemist soovimatute tagajärgede vältimiseks.
	ÜHEKORDELT KASUTATAV	Tähistab meditsiiniseadet, mis on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks
	MITTE RESTERILISEERIDA	Tähistab meditsiiniseadet, mida ei tohi uuesti steriliseerida
	MITTE KASUTADA, KUI PAKEND ON KAHJUSTATUD	Tähistab, et meditsiiniseadet ei tohiks kasutada, kui pakend on kahjustatud või avatud, ning et kasutaja peaks lisateabe saamiseks tutvuma kasutusjuhendiga.
	TOOTE KOGUS	Tähistab toote kogust
	MEDITSIINSEADE	Tähistab, et toode on meditsiiniseade
	ÜKSNES RETSEPTIGA	ETTEVAATUST! Föderaalsete (USA) kohaselt tohib seda seadet müüa vaid arst või muu osapool arsti väljakirjutuse alusel. Tähistab, et toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks
	MR-TINGIMUSLIK	Tähistab meditsiiniseadet, millel on määratletud tingimused ohutuks sisenemiseks magnetresonantstomograafia (MR) keskkonda.
	MR OHTLIK	Tähistab meditsiiniseadet, millega kaasnevad vastuvõetamatud riskid ja mis ei tohiks sattuda magnetresonantstomograafia (MR) keskkonda.
	SEERIANUMBER	Tähistab tootja seerianumbrit, et konkreetset meditsiiniseadet saaks tuvastada
	TEMPERatuurIVAHEMIK	Tähistab temperatuuri piire, millega meditsiiniseade võib ohutult kokku puutuda
	TEMPERATUURI ÜLEMINE PIIR	Tähistab temperatuuri ülemist piiri, millega meditsiiniseade võib ohutult kokku puutuda.
	TEMPERATUURI ALUMINE PIIR	Tähistab temperatuuri alumist piiri, millega meditsiiniseade võib ohutult kokku puutuda.

SÜMBOL	SÜMBOLI NIMETUS	SÜMBOLI KIRJELDUS
	NIISKUSVAHEMIK	Tähistab niiskusvahemikku, millega meditsiiniseade võib ohutult kokku puutuda
	ATMOSFÄÄRIRÕHU VAHEMIK	Tähistab atmosfäärirõhu vahemikku, millega meditsiiniseade võib ohutult kokku puutuda
	ÜKS PATSIENT MITMEKORDNE KASUTAMINE	Tähistab meditsiiniseadet, mida võib ühel patsiendil mitu korda (mitmes protseduuris) kasutada.
	B-TÜÜBI RAKENDUSOSA	Tähistab elektrilöögi eest kaitsmiseks vajalikku rakendusosa
	ELEKTRI- JA ELEKTRONIKASEADMETE JÄÄTMED SEADMED (ELEKTRONIKAJÄÄTMED)	Tähistab elektroonikaseadmeid, mis tuleb nõuetekohaselt utiliseerida
	TOOTJA	Tähistab meditsiiniseadme tootjat
	TOOTMISKUUPÄEV (AAAA-KK-PP)	Tähistab meditsiiniseadme valmistamise kuupäeva
	MITTESTERIILNE	Tähistab meditsiiniseadet, mida pole steriliseeritud
STERILE R	STERILISEERITUD KIIRGUSEGA	Tähistab meditsiiniseadet, mis on steriliseeritud kiirgusega
STERILE EO	STERILISEERITUD ETÜLEENOKSIIDIGA	Tähistab meditsiiniseadet, mis on steriliseeritud etüleenoksiidiga
STERILE A	STERILISEERITUD ASEPTILISE TÖÖTLEMISE TEEL	Tähistab meditsiiniseadet, mis on valmistatud aktsepteeritud aseptiliste meetodite abil
STERILE 	STERILISEERITUD AURUGA	Tähistab meditsiiniseadet, mis on steriliseeritud auru või kuiva kuumusega
STERILE R EO A 	STERILISEERITUD MITMEL MEETODIL	Tähistab meditsiiniseadet, mis on steriliseeritud kiirguse, etüleenoksiidi, aseptiliste meetodite ja auru või kuiva kuumuse abil.
	STERIILNE KAITSEMEETOD	Tähistab ühte steriilset barjäärisüsteemi, mille välisküljel on kaitsev pakend.
	STERIILNE KAITSEMEETOD	Tähistab ühte steriilset barjäärisüsteemi
EC REP	VOLITATUD ESINDAJA EUROOPA ÜHENDUSES	Tähistab volitatud esindajat Euroopa Ühenduses/Euroopa Liidus
CH REP	VOLITATUD ESINDAJA ŠVEITSIS	Tähistab volitatud esindajat Šveitsis

SÜMBOL	SÜMBOLI NIMETUS	SÜMBOLI KIRJELDUS
	UURIDA KASUTUSJUHEID	Tähistab vajadust, et kasutaja tutvuks kasutusjuhendi/elektronilise kasutusjuhendiga
	JÄRGI KASUTUSJUHEID	Tähistab, et kasutusjuhendit tuleb lugeda
	HOIDA KUIVAS	Tähistab meditsiiniseadet, mida tuleb niiskuse eest kaitsta.
	HOIDA PÄIKESEVALGUSE EEST	Tähistab meditsiiniseadet, mis vajab kaitset valgusallikate või kuumuse eest.
	TULEOHTLIK	Tähistab, et meditsiiniseade sisaldab kergesti süttivaid materjale
	IOONKIIRGUS	Tähistab üldiselt kõrgeenergiaga, potentsiaalselt ohtlikku mitteioniseeriva kiirguse taset või seadmete või süsteemide tähistamist.
	BF-TÜÜBI RAKENDUSOSA	Tähistab rakendusosa, mis vastab kõrgemale elektrilöögi kaitse tasemele.
	EDASIMÜÜJA	Tähistab üksust, kes meditsiiniseadet selles piirkonnas levitab
	EI SISALDA NRL-i	Tähistab, et meditsiiniseadmes ega selle pakendis ei ole kasutatud kuiva looduslikku kummi ega looduslikku kummilateksit.
	LATEKSIVABA	Tähistab, et meditsiiniseadmes ega selle pakendis ei ole materjalina kasutatud looduslikku kummilateksit.
	SISALDAB LOOMSEID BIOLOOGILISI KOOSTISOSI	Tähistab meditsiiniseadet, mis sisaldab loomset päritolu bioloogilist kudet, rakke või nende derivaate.
	SISALDAB INIMESE BIOLOOGILISI KOOSTISOSI	Tähistab meditsiiniseadet, mis sisaldab inimpäritolu bioloogilist kudet, rakke või nende derivaate.
	II KLASS	Tähistab II klassi või kahekordse isolatsiooniga seadme kaitset elektrilöögi eest
	ALALISVOOL	Tähistab andmeplaadil, et seade sobib ainult alalisvooluga töötamiseks
	VAHELDUVVOOL	Tähistab andmeplaadil, et seade sobib ainult vahelduvvooluga töötamiseks
	TÕLGE	Tähistab, et meditsiiniseadme algne teave on tõlgitud nii, et see täiendab või asendab algset teavet. Tõlge: LOGOS - Via Curtatona 5/2 - 41126 Modena (Itaalia) Maksukohustuslase ID-number (TIN): IT02018930368 - REA Modena nr 259448