

REČNIK SIMBOLA

SRPSKI

SIMBOL	NAZIV SIMBOLA	OPIS SIMBOLA
	KATALOŠKI BROJ	Označava kataloški broj proizvođača kako bi moglo da se identifikuje medicinsko sredstvo.
	BROJ SERIJE	Označava broj serije proizvođača kako bi mogla da se identifikuje partija ili serija medicinskog sredstva.
	UPOTREBITI DO (GGGG-MM-DD)	Označava datum nakon koga medicinsko sredstvo ne treba da se koristi
	OPREZ	Označava da je neophodan oprez tokom rukovanja uređajem ili kontrola u blizini mesta gde je postavljen simbol, ili da je u trenutnoj situaciji potrebna opreznost ili delovanje rukovaoca kako bi se sprečile neželjene posledice
	SAMO ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU	Označava medicinsko sredstvo koje je namenjeno samo za jednokratnu upotrebu
	NE STERILISATI PONOVO	Označava da medicinsko sredstvo ne sme ponovo da se sterilise
	NE KORISTITI AKO JE PAKOVANJE OŠTEĆENO	Označava da medicinsko sredstvo ne treba koristiti ako je pakovanje oštećeno ili otvoreno i da korisnik treba da pogleda uputstvo za upotrebu za dodatne informacije.
	KOLIČINA PROIZVODA	Označava količinu proizvoda
	MEDICINSKO SREDSTVO	Označava da je artikal medicinsko sredstvo
	IZDAVANJE SAMO UZ RECEPT	Opres: Savezni zakon (SAD) ograničava prodaju ovog sredstva na lekara ili lekarski recept. Označava da je proizvod samo za profesionalnu upotrebu
	USLOVNO BEZBEDNO ZA MR	Označava medicinsko sredstvo koje ima definisane uslove za bezbedan ulazak u MR okruženje
	NEBEZBEDNO ZA MR	Označava medicinsko sredstvo koje ima neprihvatljive rizike i ne sme da ulazi u MR okruženje
	SERIJSKI BROJ	Označava serijski broj proizvođača kako bi moglo da se identifikuje određeno medicinsko sredstvo
	OPSEG TEMPERATURE	Označava granice temperature kojima se medicinsko sredstvo može bezbedno izložiti
	GORNJA GRANICA TEMPERATURE	Označava gornju granicu temperature kojoj se medicinsko sredstvo može bezbedno izložiti
	DONJA GRANICA TEMPERATURE	Označava donju granicu temperature kojoj se medicinsko sredstvo može bezbedno izložiti

REČNIK SIMBOLA

SRPSKI

SIMBOL	NAZIV SIMBOLA	OPIS SIMBOLA
	OPSEG VLAŽNOSTI	Označava opseg vlažnosti kojem se medicinsko sredstvo može bezbedno izložiti
	OPSEG ATMOSFERSKOG PRITISKA	Označava opseg atmosferskog pritiska kojem se medicinsko sredstvo može bezbedno izložiti
	VIŠESTRUKA UPOTREBA NA JEDNOM PACIJENTU	Označava medicinsko sredstvo koje se može koristiti više puta (u više procedura) na jednom pacijentu
	PRIMENJENI DEO TIPA B	Označava primenjeni deo koji je usaglašen sa određenim zahtevima za zaštite od strujnog udara
	OTPADNA ELEKTRIČNA I ELEKTRONSKA OPREMA (WEEE)	Označava elektronsku opremu koja treba pravilno da se odloži
	PROIZVOĐAČ	Označava proizvođača medicinskog sredstva
	DATUM PROIZVODNJE (GGGG-MM-DD)	Označava datum kada je proizvedeno medicinsko sredstvo
	NESTERILNO	Označava medicinsko sredstvo koje nije bilo izloženo postupku sterilizacije
	STERILISANO ZRAČENJEM	Označava medicinsko sredstvo koje je sterilisano pomoću zračenja
	STERILISANO ETILEN-OKSIDOM	Označava medicinsko sredstvo koje je sterilisano pomoću etilen-oksida
	STERILISANO ASEPTIČNOM OBRADOM	Označava medicinsko sredstvo koje je sterilisano pomoću prihvaćene aseptične obrade
	STERILISANO PAROM	Označava medicinsko sredstvo koje je sterilisano pomoću pare ili suve toplote
	STERILISANO SA VIŠE METODA	Označava medicinsko sredstvo koje je sterilisano pomoću zračenja, etilen-oksida, aseptičnih tehnika i pare ili suve toplote
	SISTEM STERILNE BARIJERE	Označava sistem jednostruke sterilne barijere sa spoljnim zaštitnim pakovanjem
	SISTEM STERILNE BARIJERE	Označava sistem jednostruke sterilne barijere
	OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK U EVROPSKOJ ZAJEDNICI	Označava ovlašćenog predstavnika u Evropskoj zajednici/Evropskoj uniji
	OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK U ŠVAJCARSKOJ	Označava ovlašćenog predstavnika u Švajcarskoj

REČNIK SIMBOLA

SRPSKI

SIMBOL	NAZIV SIMBOLA	OPIS SIMBOLA
	VIDETI UPUTSTVO ZA UPOTREBU	Označava da je korisnik treba da pogleda uputstvima za upotrebu/elektronsko uputstvo za upotrebu
	PRIDRŽAVATI SE KORISNIČKOG PRIRUČNIKA	Označava da mora da se pročita korisnički priručnik
	DRŽATI SUVIM	Označava da medicinsko sredstvo treba da bude zaštićeno od vlage
	DRŽATI DALJE OD SUNČEVE SVETLOSTI	Označava medicinsko sredstvo koje treba da se zaštiti od izvora svetla ili toplote
	ZAPALJIVO	Označava medicinsko sredstvo koje sadrži materijale koji su veoma zapaljivi
	JONIZUJUĆE ZRAČENJE	Označava generalno uvećane, potencijalno opasne, nivoe nejonizujućeg zračenja ili da označi opremu ili sisteme
	PRIMENJENI DEO TIPA BF	Označava primenjeni deo koji je usaglašen sa višim stepenom zaštite od strujnog udara
	DISTRIBUIRA	Označava subjekat koji distribuira medicinsko sredstvo na lokalnom nivou
	NE SADRŽI LATEKS PRIRODNOG KAUČUKA	Označava da ne postoji prisustvo suvog prirodnog kaučuka ili lateksa prirodnog kaučuka kao materijal za izradu u samom medicinskom sredstvu ili pakovanja medicinskog sredstva
	NE SADRŽI LATEKS	Označava da ne postoji prisustvo lateksa prirodnog kaučuka kao materijal za izradu u samom medicinskom sredstvu ili pakovanja medicinskog sredstva
	SADRŽI BIOLOŠKI MATERIJAL ŽIVOTINJA	Označava medicinsko sredstvo koje sadrži biološko tkivo, ćelije ili druge derivate, životinjskog porekla
	SADRŽI BIOLOŠKI MATERIJAL LJUDI	Označava medicinsko sredstvo koje sadrži biološko tkivo, ćelije ili druge derivate, ljudskog porekla
	KLASA II	Označava klasu II ili dvostruko izolovanu zaštitu opreme od strujnog udara
	JEDNOSMERNNA STRUJA	Označava na natpisnoj pločici da je oprema pogodna samo za jednosmernu struju
	NAIZMENIČNA STRUJA	Označava na natpisnoj pločici da je oprema pogodna samo za naizmjeničnu struju
	PREVOD	Označava da su originalne informacije o medicinskom sredstvu prevedene kao dodatak originalnim informacijama ili kao njihova zamena. Prevod: LOGOS - Via Curtatona 5/2 - 41126 Modena (Italija) Poreski identifikacioni broj (PIB): IT02018930368 - REA Modena br. 259448