

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ	Υποδεικνύει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή, ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ	Υποδεικνύει τον κωδικό παρτίδας του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση της παρτίδας
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ (ΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)	Υποδεικνύει την ημερομηνία μετά την οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το ιατροτεχνολογικό προϊόν
	ΠΡΟΣΟΧΗ	Υποδεικνύει ότι απαιτείται προσοχή κατά τη λειτουργία της συσκευής ή της μονάδας ελέγχου κοντά στο σημείο όπου υπάρχει το σύμβολο ή ότι για την αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών λόγω της τρέχουσας κατάστασης απαιτούνται ειδικές γνώσεις ή ενέργειες από τον χρήστη
	ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ	Υποδεικνύει ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται για μία μόνο χρήση
	ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΑΙ	Υποδεικνύει ιατροτεχνολογικό προϊόν που δεν πρέπει να επαναποστειρώνεται
	ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ	Υποδεικνύει ιατροτεχνολογικό προϊόν που δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά ή είναι ανοιχτή, καθώς και ότι ο χρήστης πρέπει να ανατρέξει στις οδηγίες χρήσης για πρόσθετες πληροφορίες
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Υποδεικνύει την ποσότητα του προϊόντος
	ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ	Υποδεικνύει ότι το στοιχείο είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν
	ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (των Η.Π.Α.) επιτρέπει την πώληση της συσκευής αυτής από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. Υποδεικνύει ότι το προϊόν προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση
	ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΣΕΙΣ MR ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ	Υποδεικνύει ιατροτεχνολογικό προϊόν για το οποίο ισχύουν καθορισμένες συνθήκες για ασφαλή χρήση στο περιβάλλον MR
	ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΣΕΙΣ MR	Υποδεικνύει ιατροτεχνολογικό προϊόν για το οποίο υπάρχουν μη αποδεκτοί κίνδυνοι και το οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον MR
	ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	Υποδεικνύει τον σειριακό αριθμό του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση ενός συγκεκριμένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος
	ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	Υποδεικνύει τα όρια θερμοκρασίας στα οποία το ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια
	ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	Υποδεικνύει το ανώτερο όριο θερμοκρασίας στο οποίο το ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια
	ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	Υποδεικνύει το κατώτερο όριο θερμοκρασίας στο οποίο το ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ
	ΕΥΡΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	Υποδεικνύει το εύρος υγρασίας στο οποίο το ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια
	ΕΥΡΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	Υποδεικνύει το εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης στο οποίο το ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια
	ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΣΘΕΝΗ	Υποδεικνύει ιατροτεχνολογικό προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές (σε πολλαπλές διαδικασίες) σε έναν μόνο ασθενή
	ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ Β	Υποδεικνύει εφαρμοζόμενο εξάρτημα που συμμορφώνεται με ειδικές απαιτήσεις για προστασία από την ηλεκτροπληξία
	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)	Υποδεικνύει ηλεκτρονικό εξοπλισμό που πρέπει να απορρίπτεται κατάλληλα
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	Υποδεικνύει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)	Υποδεικνύει την ημερομηνία κατασκευής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος
	ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	Υποδεικνύει ιατροτεχνολογικό προϊόν που δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία αποστείρωσης
	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	Υποδεικνύει ιατροτεχνολογικό προϊόν που έχει αποστειρωθεί με ακτινοβολήση
	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ	Υποδεικνύει ιατροτεχνολογικό προϊόν που έχει αποστειρωθεί με αιθυλενοξείδιο
	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΑΣΗΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	Υποδεικνύει ιατροτεχνολογικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί με τη χρήση αποδεκτών ασηπτικών τεχνικών
	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΑΤΜΟ	Υποδεικνύει ιατροτεχνολογικό προϊόν που έχει αποστειρωθεί με τη χρήση ατμού ή ξηρής θερμότητας
	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ	Υποδεικνύει ιατροτεχνολογικό προϊόν που έχει αποστειρωθεί με τη χρήση ακτινοβολήσης, αιθυλενοξειδίου, ασηπτικών τεχνικών και ατμού ή ξηρής θερμότητας
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ	Υποδεικνύει σύστημα μονού αποστειρωμένου φραγμού με προστατευτική εξωτερική συσκευασία
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ	Υποδεικνύει σύστημα μονού αποστειρωμένου φραγμού
	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	Υποδεικνύει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ευρωπαϊκή Ένωση
	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ	Υποδεικνύει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ελβετία

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ
	ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	Υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να ανατρέξει στις οδηγίες χρήσης/ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης
	ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ	Υποδεικνύει ότι πρέπει να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη
	ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΕΓΝΟ	Υποδεικνύει ιατροτεχνολογικό προϊόν που χρειάζεται προστασία από την υγρασία
	ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ	Υποδεικνύει ιατροτεχνολογικό προϊόν που χρειάζεται προστασία από πηγές φωτός ή από θερμότητα
	ΕΥΦΛΕΚΤΟ	Υποδεικνύει ότι το ιατροτεχνολογικό προϊόν περιέχει εξαιρετικά εύφλεκτα υλικά
	ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	Υποδεικνύει γενικά αυξημένα, εν δυνάμει επικίνδυνα επίπεδα μη ιονίζουσας ακτινοβολίας ή εξοπλισμό ή συστήματα
	ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ BF	Υποδεικνύει εφαρμοζόμενο εξάρτημα που συμμορφώνεται με υψηλού βαθμού προστασίας από την ηλεκτροπληξία
	ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ	Υποδεικνύει την εταιρεία διανομής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην τοπική περιοχή
	ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ NRL	Υποδεικνύει την απουσία ξηρού φυσικού ελαστικού ή φυσικού ελαστικού λάτεξ ως υλικού κατασκευής στο ιατροτεχνολογικό προϊόν ή στη συσκευασία ιατροτεχνολογικού προϊόντος
	ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ	Υποδεικνύει την απουσία φυσικού ελαστικού λάτεξ ως υλικού κατασκευής στο ιατροτεχνολογικό προϊόν ή στη συσκευασία ιατροτεχνολογικού προϊόντος
	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	Υποδεικνύει ιατροτεχνολογικό προϊόν που περιέχει βιολογικό ιστό, κύτταρα ή παράγωγά τους, ζωικής προέλευσης
	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	Υποδεικνύει ιατροτεχνολογικό προϊόν που περιέχει βιολογικό ιστό, κύτταρα ή παράγωγά τους, ανθρώπινης προέλευσης
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II	Υποδεικνύει προστασία κατηγορίας II ή διπλής μόνωσης από την ηλεκτροπληξία
	ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ	Υποδεικνύει στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών ότι ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος μόνο για συνεχές ρεύμα
	ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ	Υποδεικνύει στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών ότι ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος μόνο για εναλλασσόμενο ρεύμα
	ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ	Υποδεικνύει ότι οι πρωτότυπες πληροφορίες του ιατροτεχνολογικού προϊόντος έχουν μεταφραστεί και η μετάφραση συμπληρώνει ή αντικαθιστά τις πρωτότυπες πληροφορίες. Μετάφραση: LOGOS - Via Curtatona 5/2 - 41126 Modena (Italy) Αρ. φορολογικού μητρώου (TIN): IT02018930368 - Αρ. REA Modena 259448

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ
	ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	Υποδεικνύει έναν φορέα που περιέχει μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής
	ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	Υποδεικνύει το βάρος του μέρους του εξοπλισμού