








GLOSARIO DE SÍMBOLOS

ESPAÑOL

SÍMBOLO	TÍTULO DEL SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL SÍMBOLO
	NÚMERO DE CATÁLOGO	Indica el número de catálogo del fabricante para poder identificar el producto sanitario.
	NÚMERO DE LOTE	Indica el número de lote del fabricante para poder identificar el lote.
	USAR ANTES DE (AAAA-MM-DD)	Indica la fecha después de la cual no debe utilizarse el producto sanitario.
	PRECAUCIÓN	Indica la necesidad de utilizar el dispositivo o el control con cautela cerca de donde aparece el símbolo, o que la situación actual requiere la atención o la intervención del operador para evitar consecuencias indeseables.
	UN SOLO USO	Indica un producto sanitario concebido para un solo uso.
	NO REESTERILIZAR	Indica un producto sanitario que no debe reesterilizarse.
	NO UTILIZAR EL PRODUCTO SI EL ENVASE ESTÁ DAÑADO	Indica un producto sanitario que no debe utilizarse si el envase está dañado o se ha abierto, y que el usuario debe consultar las instrucciones de uso para obtener más información.
	CANTIDAD DE PRODUCTO	Indica la cantidad de producto.
	PRODUCTO SANITARIO	Indica que el artículo es un producto sanitario.
	SOLO POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA	Atención: En EE. UU., la ley federal limita la venta de este dispositivo a la prescripción de un médico. Indica que el producto es solo para uso profesional.
	CONDICIONAL PARA RM	Indica un producto sanitario que requiere condiciones específicas para introducirse de forma segura en entornos de RM.
	NO SEGURO PARA RM	Indica un producto sanitario que entraña riesgos inaceptables y no debe introducirse en entornos de RM.
	NÚMERO DE SERIE	Indica el número de serie del fabricante, que permite identificar un producto sanitario específico.
	RANGO DE TEMPERATURA	Indica los límites de temperatura a los que puede exponerse de forma segura el producto sanitario.
	LÍMITE SUPERIOR DE TEMPERATURA	Indica el límite superior de temperatura al que puede exponerse de forma segura el producto sanitario.
	LÍMITE INFERIOR DE TEMPERATURA	Indica el límite inferior de temperatura al que puede exponerse de forma segura el producto sanitario.

GLOSARIO DE SÍMBOLOS

ESPAÑOL

SÍMBOLO	TÍTULO DEL SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL SÍMBOLO
	RANGO DE HUMEDAD	Indica el intervalo de humedad al que puede exponerse de forma segura el producto sanitario.
	RANGO DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA	Indica el intervalo de presión atmosférica al que puede exponerse de forma segura el producto sanitario.
	USO MÚLTIPLE EN UN ÚNICO PACIENTE	Indica un producto sanitario que puede utilizarse varias veces (en varios procedimientos) con un mismo paciente.
	PIEZA APLICADA DE TIPO B	Indica una pieza aplicada que cumple requisitos específicos de protección contra las descargas eléctricas.
	RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)	Indica equipos electrónicos que deben desecharse adecuadamente.
	FABRICANTE	Indica el fabricante del producto sanitario.
	FECHA DE FABRICACIÓN (AAAA-MM-DD)	Indica la fecha en que se fabricó el producto sanitario.
	NO ESTÉRIL	Indica un producto sanitario que no se ha sometido a un proceso de esterilización.
	ESTERILIZADO CON RADIACIÓN	Indica un producto sanitario que se ha esterilizado mediante radiación.
	ESTERILIZADO CON ÓXIDO DE ETILENO	Indica un producto sanitario que se ha esterilizado mediante óxido de etileno.
	ESTERILIZADO CON PROCESO ASÉPTICO	Indica un producto sanitario que se ha fabricado aplicando técnicas asépticas reconocidas.
	ESTERILIZADO CON VAPOR	Indica un producto sanitario que se ha esterilizado mediante vapor o calor seco.
	ESTERILIZADO CON MÚLTIPLES MÉTODOS	Indica un producto sanitario que se ha esterilizado mediante radiación, óxido de etileno, técnicas asépticas y vapor o calor seco.
	SISTEMA DE BARRERA ESTÉRIL	Indica un sistema de barrera estéril simple con envase protector exterior.
	SISTEMA DE BARRERA ESTÉRIL	Indica un sistema de barrera estéril simple.
	REPRESENTANTE AUTORIZADO EN LA COMUNIDAD EUROPEA	Indica el representante autorizado en la Comunidad Europea/Unión Europea.
	REPRESENTANTE AUTORIZADO EN SUIZA	Indica el representante autorizado en Suiza.

GLOSARIO DE SÍMBOLOS

ESPAÑOL

SÍMBOLO	TÍTULO DEL SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL SÍMBOLO
	CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES DE USO	Indica la necesidad de que el usuario consulte las instrucciones de uso en formato impreso/electrónico.
	CONSULTAR EL MANUAL DE USUARIO	Indica que es necesario leer el manual de usuario.
	MANTENER SECO	Indica un producto sanitario que debe protegerse de la humedad.
	MANTENER LEJOS DE LA LUZ SOLAR	Indica un producto sanitario que debe protegerse del calor o las fuentes de luz.
	INFLAMABLE	Indica que el producto sanitario contiene materiales altamente inflamables.
	RADIACIÓN NO IONIZANTE	Indica niveles de radiación no ionizante generalmente elevados y potencialmente peligrosos, o puede indicar equipos o sistemas.
	PIEZA APLICADA DE TIPO BF	Indica una pieza aplicada que cumple un mayor grado de protección contra las descargas eléctricas.
	DISTRIBUIDOR	Indica la entidad que distribuye el producto sanitario en la zona.
	NO CONTIENE NRL	Indica que no hay látex de caucho natural o caucho natural seco en los materiales de fabricación del producto sanitario o en el envase de un producto sanitario.
	NO CONTIENE LÁTEX	Indica que no hay látex de caucho natural en los materiales de fabricación del producto sanitario o en el envase de un producto sanitario.
	CONTIENE MATERIAL BIOLÓGICO DE ORIGEN ANIMAL	Indica un producto sanitario que contiene tejido biológico, células, o sus derivados, de origen animal.
	CONTIENE MATERIAL BIOLÓGICO DE ORIGEN HUMANO	Indica un producto sanitario que contiene tejido biológico, células, o sus derivados, de origen humano.
	CLASE II	Indica que el equipo tiene protección de Clase II o con doble aislamiento contra las descargas eléctricas.
	CORRIENTE CONTINUA	Indica en la placa de características que el equipo es adecuado solo para corriente continua.
	CORRIENTE ALTERNA	Indica en la placa de características que el equipo es adecuado solo para corriente alterna.
	TRANSLATION	Indica que la información original del producto sanitario ha sido objeto de una traducción que complementa o reemplaza la información original. Traducción: LOGOS - Via Curtatona 5/2 - 41126 Modena (Italy) Taxpayer ID Number (TIN): IT02018930368 - REA Modena No. 259448

GLOSARIO DE SÍMBOLOS

ESPAÑOL

SÍMBOLO	TÍTULO DEL SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL SÍMBOLO
	IDENTIFICADOR ÚNICO DE PRODUCTO	Indica un soporte que contiene información de identificación única del producto.
	PESO DE LA UNIDAD	Indica el peso del equipo.