


SLOVNÍK SYMBOLOV

SLOVENČINA

SYMBOL	NÁZOV SYMBOLU	POPIS SYMBOLU
	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	Označuje katalógové číslo výrobcu, aby bolo možné zdravotnícku pomôcku identifikovať
	ČÍSLO ŠARŽE	Označuje číslo šarže výrobcu, aby bolo možné identifikovať dávku alebo šaržu
	SPOTREBUJTE DO (RRRR-MM-DD)	Označuje dátum, po ktorom sa zdravotnícka pomôcka nemá používať
	POZOR	Označuje, že pri obsluhu pomôcky alebo ovládača blízko miesta, kde je symbol umiestnený, treba dávať pozor, alebo že si aktuálna situácia vyžaduje, aby si ju obsluhujúci pracovník uvedomoval alebo aby vykonal nejaký úkon na zabránenie neželateľným dôsledkom
	LEN NA JEDNO POUŽITIE	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá je určená len na jedno použitie
	NESTERILIZUJTE OPAKOVANE	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá sa nemá sterilizovať opakovane
	NEPOUŽÍVAJTE, AK JE BALENIE POŠKODENÉ	Označuje, že zdravotnícka pomôcka sa nemá používať, ak bolo balenie poškodené alebo otvorené a že používateľ má vyhľadať ďalšie informácie v návode na použitie
	MNOŽSTVO PRODUKTU	Označuje množstvo produktu
	ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA	Označuje, že predmet je zdravotníckou pomôckou
	LEN NA PREDPIS	Upozornenie: Federálny zákon (USA) obmedzuje túto pomôcku len na predaj lekárom alebo na objednávku lekára. Označuje, že produkt je určený len na profesionálne použitie
	PODMIENEČNE BEZPEČNÉ V PROSTREDÍ MR	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá na bezpečný vstup do prostredia MR potrebuje stanovené podmienky
	NIE JE BEZPEČNÉ V PROSTREDÍ MR	Označuje zdravotnícku pomôcku, pri ktorej existujú neprijateľné riziká a nemá sa dostať do prostredia MR
	SÉRIOVÉ ČÍSLO	Označuje sériové číslo výrobcu, aby bolo možné konkrétnu zdravotnícku pomôcku identifikovať
	ROZSAH TEPLOTY	Označuje limity teploty, ktorým môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená
	HORNÝ LIMIT TEPLOTY	Označuje horný limit teploty, ktorej môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená
	DOLNÝ LIMIT TEPLOTY	Označuje dolný limit teploty, ktorej môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená

SLOVNÍK SYMBOLOV

SLOVENČINA

SYMBOL	NÁZOV SYMBOLU	POPIS SYMBOLU
	ROZSAH VLHKOSTI	Označuje rozsah vlhkosti, ktorému môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená
	ROZSAH ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU	Označuje rozsah atmosférického tlaku, ktorému môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená
	VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE PRE JEDNÉHO PACIENTA	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorú možno použiť viackrát (pri viacerých zákrokoch) u jedného pacienta
	PRÍLOŽNÁ ČASŤ TYPU B	Označuje príložnú časť spĺňajúcu špecifické požiadavky na ochranu proti úrazu elektrickým prúdom
	ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (OEEZ)	Označuje elektronické zariadenia, ktoré treba správne likvidovať
	VÝROBCA	Označuje výrobcu zdravotníckej pomôcky
	DÁTUM VÝROBY (RRRR-MM-DD)	Označuje dátum, kedy bola zdravotnícka pomôcka vyrobená
	NESTERILNÉ	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá nebola podrobená postupu sterilizácie
	STERILIZOVANÉ ŽIARENÍM	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá bola sterilizovaná pomocou žiarenia
	STERILIZOVANÉ ETYLÉNOXIDOM	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá bola sterilizovaná pomocou etylénoxidu
	STERILIZOVANÉ ASEPTICKÝM SPRACOVANÍM	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá bola vyrobená pomocou zavedených aseptických techník
	STERILIZOVANÉ PAROU	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá bola sterilizovaná pomocou pary alebo suchého tepla
	STERILIZOVANÉ VIACERÝMI METÓDAMI	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá bola sterilizovaná pomocou žiarenia, etylénoxidu, aseptických techník a pary alebo suchého tepla
	SYSTÉM STERILNEJ BARIÉRY	Označuje systém jednej sterilnej bariéry s vonkajším ochranným obalom
	SYSTÉM STERILNEJ BARIÉRY	Označuje systém jednej sterilnej bariéry
	AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCA V EURÓPSKOM SPOLOČENSTVE	Označuje autorizovaného zástupcu v Európskom spoločenstve/Európskej únii
	AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCA VO ŠVAJČIARSKU	Označuje autorizovaného zástupcu vo Švajčiarsku

SLOVNÍK SYMBOLOV

SLOVENČINA

SYMBOL	NÁZOV SYMBOLU	POPIS SYMBOLU
	POZRITE SI NÁVOD NA POUŽITIE	Označuje, že používateľ si potrebuje pozrieť návod na použitie/elektronický návod na použitie
	DODRŽIAVAJTE POUŽÍVATEĽSKÚ PRÍRUČKU	Označuje, že je potrebné prečítať si používateľskú príručku
	UCHOVÁVAJTE V SUCHU	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá musí byť chránená pred vlhkosťou
	CHRÁŇTE PRED SLNEČNÝM SVETLOM	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá potrebuje ochranu pred svetelnými zdrojmi alebo teplom
	HORĽAVÉ	Označuje, že zdravotnícka pomôcka obsahuje materiály, ktoré sú vysoko horľavé
	IÓNOVÉ ŽIARENIE	Označuje vo všeobecnosti zvýšené, potenciálne nebezpečné hladiny neionizujúceho žiarenia alebo označuje zariadenia alebo systémy
	PRÍLOŽNÁ ČASŤ TYPU BF	Označuje príložnú časť spĺňajúcu vyšší stupeň ochrany proti úrazu elektrickým prúdom
	DISTRIBÚTOR	Označuje subjekt, ktorý lokálne distribuuje zdravotnícku pomôcku
	NEOBSAHUJE NRL	Označuje, že v zdravotníckej pomôcke ani v jej obale sa ako konštrukčný materiál nenachádza žiaden suchý prírodný kaučuk ani latex z prírodného kaučuku.
	BEZ OBSAHU LATEXU	Označuje, že v zdravotníckej pomôcke ani v jej obale sa ako konštrukčný materiál nenachádza žiaden latex z prírodného kaučuku.
	OBSAHUJE BIOLOGICKÝ MATERIÁL ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá obsahuje biologické tkanivo, bunky, alebo ich deriváty živočíšneho pôvodu
	OBSAHUJE BIOLOGICKÝ MATERIÁL ĽUDSKÉHO PÔVODU	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá obsahuje biologické tkanivo, bunky, alebo ich deriváty ľudského pôvodu
	TRIEDA II	Označuje ochranu proti úrazu elektrickým prúdom triedy II alebo dvojitou izoláciou zariadenia
	JEDNOSMERNÝ PRÚD	Označuje na výkonnostnom štítku, že zariadenie je vhodné iba pre jednosmerný prúd
	STRIEDAVÝ PRÚD	Označuje na výkonnostnom štítku, že zariadenie je vhodné iba pre striedavý prúd
	PREKLAD	Označuje, že pôvodné informácie o zdravotníckej pomôcke boli preložené a preklad dopĺňa alebo nahrádza pôvodné informácie. Preklad: LOGOS - Via Curtatona 5/2 - 41126 Modena (Taliansko) Daňové identifikačné číslo (DIČ): IT02018930368 - REA Modena No. 259448

SLOVNÍK SYMBOLOV

SLOVENČINA

SYMBOL	NÁZOV SYMBOLU	POPIS SYMBOLU
	JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR POMÔCKY	Označuje nosič, ktorý obsahuje informácie o jedinečnom identifikátore pomôcky.
	HMOTNOSŤ JEDNOTKY	Označuje hmotnosť zariadenia